



bodybuilding.it

Scheda Prodotto

KZ30 SENO INTENSIF CELL

Codice:

NAP-KZ30-SENO-INT

Produttore:

NATURAL PROJECT

Prezzo:

~~39,80~~ **29,50**
IVA COMPRESA



Cosmesi corpo: NATURAL PROJECT - KZ30 SENO INTENSIF CELL

KZ30 Seno Intensif di Natural project e' un trattamento cosmetico realizzato appositamente per tonificare, rassodare ed elasticizzare i tessuti del seno.

L'attenta selezione dei principi funzionali contenuti nel gel liquido KZ30 Seno Intensif assicura una notevole azione rassodante e rivitalizzante, ed incrementa quotidianamente la compattezza del tessuto cutaneo.

Caratteristiche KZ30 SENO INTENSIF CELL di NATURAL PROJECT :

-MAGGIORE COMPATTEZZA E TONO

Isoflavoni di Soya

Grazie alla presenza degli Isoflavoni di Soya questa innovativa formulazione svolge un importante ruolo fondamentale per il mantenimento del tono e dell'elasticita' della cute. Gli Isoflavoni di Soya prevengono e ritardano l'invecchiamento cutaneo ed esplicano un importante ruolo ANTI-AGING dovuto all'attivita' antiossidante.

-MAGGIORE ELASTICITE VITALIT

Kigelia africana e Quillaja saponaria

assicurano un'azione rassodante e tonificante dei tessuti del seno, contrastando il rilassamento cutaneo e conferendo tono e turgore ai tessuti.

-MAGGIORE NUTRIMENTO E PROTEZIONE

L'Avena sativa grazie alle sue proprieta' nutrienti, emollienti e protettive mantiene la pelle sana, non alterando il film idrolipidico che e' la prima importante difesa del nostro organismo contro gli agenti causa degli inestetismi cutanei.

Composizione e indicazioni

Ingredienti: aqua, propylene glycol, peg-40 hydrogenated castor oil, calendula officinalis extract, quillaia saponaria extract, kigelia africana extract, avena sativa kernel extract, pvp, alcohol, polysorbate 80, soy isoflavones, lecithin, polyquaternium-10, glycerin, parfum, phenoxyethanol, methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, imidazolidinyl urea, blu e131.

Modalita' d'uso: Applicare quotidianamente con un leggero massaggio dall'esterno del seno verso l'alto e dall'interno del seno verso l'esterno del de'collete'. Ogni flaconcino corrisponde alla dose per un trattamento; se non fosse necessario usarne l'intero contenuto, la parte eccedente puo' essere conservata (richiudendo il flaconcino) per un successivo trattamento.

Confezione: Astuccio da 20 flaconcini da 10ml.

Questa scheda prodotto proviene da <http://www.bodybuilding.it>
L'url di questa scheda prodotto e' http://www.bodybuilding.it/catalogo,3003,NATURAL_PROJECT_KZ30_SENO_INTENSIF_CELL.html